

mediven® Tabelle delle misure

Tabella delle misure

Vestibilità standard senza cuciture		I	II	III	IV	V	VI	VII	
AG con anello autoreggente normale	cG	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68	64-72	
AG con anello autoreggente plus	cG	49-57	53-62	57-67	61-72	65-77	69-81	73-85	
l=lunghezza c=circonferenza 	Circonferenza in cm	cG	43-57	45-62	49-67	53-72	56-77	60-81	64-85
		cF	39-52	41-56	44-60	47-65	50-69	53-73	57-78
		cE	30-37	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51	42-53
		cD	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48	40-50
		cC	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	41-51
		cB1	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39	35-41
		cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
		cY	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40	34-42
		cA	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34	28-35
		Misure di lunghezza	lG lungo	72-83 cm					
lG corto	62-71 cm								
lD lungo	39-44 cm								
lD corto	34-38 cm								
Piede	Altamente elastica, misura del piede universale, numeri di scarpe 36-43								

mediven elegance®

Tabella delle misure

Vestibilità standard senza cuciture		I	II	III	IV	V	VI	VII	
AG anello autoreggente, normale	cG	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68	64-72	
AG con anello autoreggente, plus	cG	49-57	53-62	57-67	61-72	65-77	69-81	73-85	
l=lunghezza c=circonferenza 	Circonferenza in cm	cG	43-57	45-62	49-67	53-72	56-77	60-81	64-85
		cF	39-52	41-56	44-60	47-65	50-69	53-73	57-78
		cE	30-37	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51	42-53
		cD	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48	40-50
		cC	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	41-51
		cB1	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39	35-41
		cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
		cY	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40	34-42
		cA	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34	28-35
		Misure di lunghezza	lG lungo	72-83 cm					
lG corto	62-71 cm								
lD lungo	39-44 cm								
lD corto	34-38 cm								
Maxi-corpino	Solo con mediven plus AT								
	Consigliamo l'uso del calibrato a partire dalle seguenti circonferenze:								
	Taglie I-III	W = da 95 cm		H = da 110 cm					
	Taglie IV-V	W = da 120 cm		H = da 135 cm					
Taglie VI-VII	W = da 140 cm		H = da 145 cm						
Piede	Altamente elastica, misura del piede universale, numeri di scarpe 36-43								

mediven plus® • mediven® comfort

mediven® Tabelle delle misure

Tabella delle misure

mediven® forte

Vestibilità standard senza cuciture		I	II	III	IV	V	VI	VII	
AG con anello autoreggente	cG	44-47	46-50	50-54	53-58	56-61	60-65	64-70	
AG con anello autoreggente, plus	cG	48-53	51-57	55-61	59-65	62-70	66-74	71-80	
	Circonferenza in cm	cG	44-53	46-57	50-61	53-65	56-70	60-74	64-80
		cF	40-47	42-51	45-55	48-58	51-62	54-67	58-72
		cE	30-37	33-40	36-42	38-44	40-46	42-48	44-50
		cD	28-33	30-35	32-37	34-39	36-41	38-43	40-45
		cC	29-34	31-36	33-38	35-40	37-42	39-44	41-46
		cB1	24-26	26-28	28-31	30-33	32-35	34-37	36-39
		cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
		cY	28-30	29-32	31-34	33-36	34-38	36-40	37-41
		cA	18-21	20-23	22-25	24-27	26-29	28-31	30-33
		Misure di lunghezza	lG lungo	72-83 cm		Piede			
lG corto	62-71 cm		2 misure del piede, chiusa in punta						
lD lungo	38-43 cm		Piede piccolo fino a 23 cm = ^ numeri di scarpe 36-38						
lD corto	33-37 cm		Piede grande da 23 cm in su = ^ numeri di scarpe 38-43						

Tabella delle misure

mediven active® • mediven® for men mediven® angio

Vestibilità standard senza cuciture		I	II	III	IV	V	VI	VII	
	Circonferenza in cm	cD	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48	40-50
		cC	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	41-51
		cB1	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39	35-41
		cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
		cY	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40	34-42
		cA	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34	28-35
Misure di lunghezza	mediven active		Piede						
	lD lungo	43-49 cm	mediven active		chiusa in punta numero di scarpe 38-48				
	lD corto	37-42 cm	mediven for men		chiusa in punta numero di scarpe 39-46				
	mediven for men mediven angio		lD lungo	39-44 cm	mediven angio		2 misure del piede, chiusa in punta Piede piccolo fino a 25 cm = ^ numero di scarpe 36-40 Piede grande da 25 cm = ^ numeri di scarpe 40-46		
	lD corto	34-38 cm							